

体位変換補助パッドDX

これ一枚でムシを改善！体位交換も簡単にできます！！

◇体位交換や移動がしやすいように『取っ手』を付けました

◇サイズが大きくなりました。

[幅が68cm→85・93cmに（ベッド幅），長さが115cm→138cmになりました]

体位変換補助パッドDX



取っ手は左右各3か所になります。

○使い方○

通常は身体とマットレスの間に敷きます
 （メッシュ面が裏になります）
 体位交換やベッド上の方を移動するとき
 下図のように端を握ってください
 パッドごと楽に動かせます



サイズ	価格(税別)
138cm×85cm	¥7,000
138cm×93cm	¥7,500

こんな不満はありませんか？

例) バスタオルを使用した場合

- 発汗するとベトベトになり、ムシる
- 体位交換がしにくい
- シワがはいりやすい



体位変換補助パッドを使用すれば

- 通気性がよい
- 表面が吸汗速乾（拡散性）が良いのでムシにくい
- 体位交換や移動が容易
- シワになりにくい

体位変換補助パッド【定番商品】



サイズ	価格(税別)
115cm×68cm	¥3,500

- 体位変換補助パッド TN1212
- 体位変換補助パッドDX TN1213

カラーバリエーション（4色）



クリーム
 ピンク
 グリーン
 サックス

◆商品改良のため、仕様、外観および価格は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。