



床ずれナース®


TN1700T

ベッドパッドの上部とサイドを開放!


枕のスレ予防に、付属のパッドで固さ調整に、電気アンカー等の落下予防に。



表面



断面：3層構造



ポイント1

頭部はジャッキアップ時に枕が落ちないように上側をオープンにしています。又、保冷剤を入れて保冷枕として。
 ※凍傷に気を付けてください

枕




ポイント2

付属のパッドで腰部の固さ変更ができます。本来の「床ずれナース®パッド」で柔らかいと感じられる方に。固めのフュージョンパッド(高反発パッド薄型)でより腰を支えます



高反発パッド薄型



使用例(矢印より差し込み)

ポイント3

電気毛布、電気アンカー等を入れれます。フュージョン®の空気層が保温性を高め、自然な暖かさになります。又、**低温やけど**の予防になります。



使用例(電気アンカー)

ポイント4

表面は5色展開


[オフホワイト/サックス/ピンク/クリーム/ライトグリーン]からお選びください
 ※二層目、三層目はオフホワイトになります。
 ※付属パッドはオフホワイトのみになります。



ムレ対策の決定版！ 床ずれナース®パッドは湿潤問題を解決します！！


優れたクッション性

旭化成アドバンス(株)フュージョン®はクッション性に優れた立体編物（柱構造+筋違構造）です




通気性抜群でムレにくい

へたりにくい立体編物（柱構造+筋違構造）なので、空間を保ち通気性に優れています




寝床内湿度変化




洗濯機で洗えて、即乾燥

吸汗速乾性に優れています
脱水後で残留水分率はほとんどなく、
乾燥時間も非常に早い



冬は暖かい！

厚手のシーツで被いますと放熱を防ぎ、自然な暖かさになります。もちろん湿気を逃がしてくれます



品番	サイズ	価格(税別)	TAISコード
TN1700T-85	幅85cm×長191cm×厚2cm	¥45,000	
TN1700T-93	幅93cm×長191cm×厚2cm	¥47,500	
高反発パッド薄型	85(81cm×60cm) / 93(89cm×60cm)	¥6,500 / ¥6,800	

[セット内容：ベッドパッド×1枚、高反発パッド薄型×1枚]

製造

黒田株式会社

〒558-0004

大阪市住吉区长居東4丁目20番30号

TEL.06-6699-7631 FAX.06-6699-7633

<http://www.t-nurse.com/>